



MASCARA DESCARTÁVEL

Mascarilla desechable
Disposable mask

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION

MÁSCARA DESCARTÁVEL

INFORMAÇÕES

PRODUTO

2i máscara descartável

APRESENTAÇÃO

Colorida/Estampada: Pacote com 10 ou 50 unidades

Branca com tiras: Pacote com 10 ou 50 unidades

Branca com elástico: Pacote com 10 ou 50 unidades

CARACTERÍSTICAS

As máscaras 2i são confeccionadas com uma tripla camada de TNT (Tecido Não Tecido), material respirável e suave ao toque. Elas não contêm látex nem fibra de vidro, o que reduz o potencial para reações alérgicas, são equipadas com um clipe nasal que garante um ajuste perfeito ao contorno do rosto.

INDICAÇÕES DE USO

As máscaras 2i são especialmente indicadas para proteger contra o contato com partículas e corpos estranhos. São amplamente utilizadas em uma variedade de setores, como indústrias químicas, farmacêuticas e alimentícias, bem como em serviços de nutrição.

ESPECIFICAÇÕES E COMPOSIÇÃO

Especificações:

Comprimento: 40 cm

Cor: Branco/Colorida

Composição: 100% TNT (Tecido não Tecido) com elástico.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

ARMAZENAMENTO E ADVERTÊNCIAS

Produto não estéril.

Produto de uso único.

Não deve ser reaproveitado ou reprocessado.

Deverá ser descartado após o uso.

TRANSPORTE – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Este produto não está classificado como perigoso de acordo com a resolução ANTT nº 420 de 12 fevereiro de 2004.

INSTRUÇÕES DE USO

Remova a máscara da embalagem, segurando-a pelas bordas, evitando tocar na parte interna.

Posicione a máscara na frente do rosto, cobrindo o nariz e a boca.

Ajuste o clipe nasal, pressionando-o suavemente contra o nariz para que a máscara se encaixe confortavelmente.

Prenda as alças elásticas atrás das orelhas, garantindo que a máscara esteja segura e cobrindo totalmente o nariz e a boca.

REGULAMENTAÇÃO APLICADA

Registro ANVISA: 81130710009



MÁSCARA DESCARTÁVEL

INFORMACIÓN

PRODUCTO

Máscara desechable 2i

PRESENTACIÓN

Colorida/Estampada: Paquete de 10 o 50 unidades

Blanca con tiras: Paquete de 10 o 50 unidades

Blanca con elástico: Paquete de 10 o 50 unidades

CARACTERÍSTICAS

Las máscaras 2i están fabricadas con una triple capa de TNT (Tejido No Tejido), un material respirable y suave al tacto. No contienen látex ni fibra de vidrio, lo que reduce el potencial de reacciones alérgicas. Están equipadas con un clip nasal que garantiza un ajuste perfecto al contorno de la cara.

INDICACIONES DE USO

Las máscaras 2i son especialmente indicadas para proteger contra el contacto con partículas y cuerpos extraños. Se utilizan ampliamente en una variedad de sectores, como industrias químicas, farmacéuticas y alimenticias, así como en servicios de nutrición.

ESPECIFICACIONES Y COMPOSICIÓN

Especificaciones:

Longitud: 40 cm

Color: Blanco/Colorido

Composición: 100% TNT (Tejido No Tejido) con elástico.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO Y ADVERTENCIAS

Producto no estéril.

Producto de un solo uso.

No debe ser reutilizado o reprocesado.

Debe ser desechado después de su uso.

TRANSPORTE - CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la resolución ANTT n° 420 de 12 de febrero de 2004.

INSTRUCCIONES DE USO

Retire la máscara del paquete, sosteniéndola por los bordes, evitando tocar la parte interna.

Posicione la máscara en frente de la cara, cubriendo la nariz y la boca.

Ajuste el clip nasal, presionándolo suavemente contra la nariz para que la máscara se ajuste cómodamente.

Asegure las correas elásticas detrás de las orejas, asegurándose de que la máscara esté segura y cubra completamente la nariz y la boca.

REGULACIÓN APLICADA

Registro ANVISA: 81130710009



MÁSCARA DESCARTÁVEL

INFORMATION

PRODUCT

2i disposable mask

PRESENTATION

Colored/Patterned: Pack of 10 or 50 units

White with strips: Pack of 10 or 50 units

White with elastic: Pack of 10 or 50 units

FEATURES

2i masks are made with a triple layer of TNT (Non-Woven Fabric), a breathable and soft-touch material. They do not contain latex or fiberglass, reducing the potential for allergic reactions. They are equipped with a nose clip that ensures a perfect fit to the face contour.

USAGE INDICATIONS

2i masks are especially indicated to protect against contact with particles and foreign bodies. They are widely used in a variety of sectors, such as chemical, pharmaceutical, and food industries, as well as in nutrition services.

SPECIFICATIONS AND COMPOSITION

Specifications:

Length: 40 cm

Color: White/Colored

Composition: 100% TNT (Non-Woven Fabric) with elastic.

STORAGE AND TRANSPORT

STORAGE AND WARNINGS

Non-sterile product.

Single-use product.

Should not be reused or reprocessed.

Should be discarded after use.

TRANSPORT - RISK CLASSIFICATION

This product is not classified as dangerous according to ANTT resolution no. 420 of February 12, 2004.

USAGE INSTRUCTIONS

Remove the mask from the package, holding it by the edges, avoiding touching the inside.

Position the mask in front of the face, covering the nose and mouth.

Adjust the nose clip, pressing it gently against the nose so that the mask fits comfortably.

Secure the elastic straps behind the ears, ensuring that the mask is secure and completely covering the nose and mouth.

APPLIED REGULATION

ANVISA Registration: 81130710009

