

Sonda para Gastrostomia

Sonda para Gastrostomia Medicone

é uma sonda para alimentação enteral via ostomia (fístula gastrocutânea) realizada na parede do abdômen para a passagem da dieta enteral.



100%
silicone

Sobre a Sonda

Sonda para Gastrostomia Medicone é produzida em 100% silicone. É apresentada em diferentes diâmetros e balão de ancoragem em dois volumes (5 mL e 20 mL). É indicada para pacientes:

- Impossibilitados de ingerir medicamentos e/ou alimentos por via oral;
- Com mal formação do trato digestivo alto;
- Submetidos a cirurgias gastroesofágicas;
- Com gastrostomia ou enterostomias transitórias ou permanentes.

TAMANHO	D.E. (mm)	CAPACIDADE DO BALÃO (mL)	COMPRIMENTO (mm)
12 Fr	Ø 4,00	5 mL e 20 mL	230
14 Fr	Ø 4,70	5 mL e 20 mL	
16 Fr	Ø 5,30	5 mL e 20 mL	
18 Fr	Ø 6,00	5 mL e 20 mL	
20 Fr	Ø 6,70	5 mL e 20 mL	
22 Fr	Ø 7,30	5 mL e 20 mL	
24 Fr	Ø 8,00	5 mL e 20 mL	

Características

- Via de condução e conectores transparentes;
- Linha radiopaca azul ao longo de sua via de condução;
- Três vias: 1 via para administração da dieta, 1 via para medicamentos e 1 via para preenchimento do balão;
- Balão de ancoragem interno;
- Anel de fixação externo com pontos de ancoragem;
- Possui anel de identificação no conector, de diferentes cores, para facilitar a identificação da sonda. O anel também é o indicativo da via para preenchimento do balão de ancoragem;
- Marcação de posicionamento a cada 2 centímetros.

Vantagens



As Sondas para Gastrostomia Medicone são produzidas com silicone grau farmacêutico de alta qualidade, proporcionando um produto:

- Fisiologicamente inerte;
- Não provoca irritação nem reação alérgica;
- Antiaderente e hidrofóbico;
- Altamente translúcido.