

	Ficha técnica do produto		Revisão 01
FOCO CLÍNICO - LED			
PREÇO			
PREÇO FÁBRICA			
PREÇO SUGERIDO DE VENDA			
CARACTERISTICAS			
Nome	Foco Clínico - LED		
Modelo	500L		
Fabricante	Dorja Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda		
Distribuidor	Dorja Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda		
Voltagem	Bivolt automático		
Cor	Branco		
Desligamento automático	Não		
Itens inclusos	Foco clínico com base e cinco rodízios com trava		
Garantia	12 meses		
Registro ANVISA	10332170041		
FISCAL			
Classificação Fiscal	9018.90.99		
ICMS	18%		
PIS	1,65%		
COFINS	7,60%		
IPI	8%		
LOGISTICA			
PRODUTO			
Altura	138 cm		
Largura	45 cm		
Comprimento	45 cm		
Peso Líquido	2,3 Kg (aparelho montado)		
EMBALAGEM INDIVIDUAL - 2 volumes			
Código GTIN 13	7898157303296		
Altura	Caixa do aparelho: 20 cm	Caixa do rodízio: 10,7 cm	
Largura	Caixa do aparelho: 14,5 cm	Caixa do rodízio: 49 cm	
Comprimento	Caixa do aparelho: 120 cm	Caixa do rodízio: 45,6 cm	
Peso Bruto	Caixa do aparelho: 1,450 kg	Caixa do rodízio: 1,5 Kg	
CAIXA MASTER			
Código GTIN 14	não aplicável		
Quantidade na caixa master	não aplicável		
Altura	não aplicável		
Largura	não aplicável		
Comprimento	não aplicável		
Peso Bruto	não aplicável		
DESCRIÇÃO DO PRODUTO			
FOCO CLÍNICO COM LÂMPADA LED DE 6W; HASTE FLEXÍVEL CROMADA; BASE SOBRE RODÍZIOS; 127/220V AUTOMÁTICO; CABO DE ENERGIA COM 2 METROS DE COMPRIMENTO COM PINO TRIPOLAR, REGULAGEM DE ALTURA DE 1,08M À 1,38M; PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA. IDEAL PARA CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS. MARCA: MEDICATE. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.			