

ALLUR MEDICAL

A

MEDIA KIT

MULTIMESOX4

MULTIMESO^{x4}

INJETOR PARA MESOTERAPIA



81676079008

Injetor múltiplo com 4 agulhas

MultiMeso X4 é um dispositivo desenvolvido para mesoterapia projetado em formato de cartucho. É um injetor manual múltiplo que contém 4 agulhas lineares e está disponível nos modelos 34G-1,2mm e 34G-1,5mm.

O cartucho é produzido em polietileno. As agulhas são fabricadas em liga metálica de alta resistência, possuem bisel trifacetado e parede ultrafina.

MultiMeso X4 possui agulhas lineares alinhadas que garantem maior precisão durante a aplicação e dispersão rápida, resultando em menor dor para o paciente.

Para utilizar, basta conectá-lo a uma seringa com conexão luer lock para um procedimento mais rápido e preciso. As aplicações devem ser realizadas verticalmente para garantir a precisão e uniformidade da substância injetada.

É indicado para tratamentos faciais, região do colo e corporais como estrias e flacidez.

É um produto seguro, de uso único, esterilizado por gás óxido de etileno.

DIFERENCIAIS

Injetor múltiplo com 4 agulhas lineares desenvolvido para mesoterapia.

Agulhas lineares e alinhadas que garantem maior precisão durante a aplicação e dispersão rápida, resultando em menor dor para o paciente.

Disponível em 2 modelos: 34G-1,2mm e 34G-1,5mm.

Agulhas fabricadas em liga metálica de alta resistência, com bisel trifacetado e parede ultrafina.

Conexão luer lock.

Precisão e uniformidade da substância injetada.



MX4-34G-1,20



MX4-34G-1,50



MULTIMESO - CAIXA COM 20 UNIDADES

ALTURA: 8,5CM
LARGURA: 9CM

PROFUNDIDADE: 5,5CM
PESO: 40G

ALUR MEDICAL

 (51) 3939 - 4330 |  (51) 99232-2112

Rua Joaquim Pedro Soares, nº 959
Bairro Guarani, Novo Hamburgo - RS
www.alur.com.br | alure@alur.com.br

 /alurbed

 @alurbedical