

ESTETOSCÓPIO **SPIRIT III PRO**

A ausculta ficou mais completa



Para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as artérias carótidas, basta girar o auscultador.

PREPARADO PARA TODOS

Na medicina, estetoscópio é mais que status, é poder ouvir todos os tipos pacientes e entrar em ação a qualquer momento. É auscultar pacientes com estruturas corporais diferentes, alcançar regiões menores do corpo ou de difícil acesso ou ainda, em torno de curativos. Estes cenários de atendimento serão parte da sua jornada profissional. E você está preparado para isso?

DE QUE LADO VOCÊ ESTÁ??

Para auscultar pacientes de qualquer idade, tamanho e ainda examinar pequenas partes do corpo, como as artérias carótidas, basta girar o auscultador no sentido horário ou anti-horário e escolher o lado que deseja ouvir. O ponto branco indica qual lado está ativo.

PARA NÃO PERDER CONTATO

As membranas sintonizáveis são ultrassensíveis e estão presentes nos dois lados do Spirit III PRO. Ouça os sons graves e agudos sem virar o auscultador, faça uma leve pressão para alcançar as baixas frequências e uma pressão um pouco mais firme para alcançar altas frequências.

TERCEIRO LADO

Sobressalente, o modo sino, uma peça intercambiável, fácil e rápida de conectar, especialmente desenhada para ampliar ainda mais suas possibilidades de auscultação.

NANOTECNOLOGIA

As nossas olivas auriculares são macias e resistentes, não possuem roscas ou aparatos internos, ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, proporcionando mais conforto e excelente vedação acústica. A composição em nano silicone facilita a higienização e não absorve sujeiras.



Intercambie facilmente entre o modo sino e membrana pequena



Olivas auriculares macias e resistentes de nano silicone.



Hastes flexíveis e com camada dupla em metal.

CARACTERÍSTICAS

- Composição das olivas em nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil higienização.
- Olivas auriculares macias e resistentes, não possuem roscas ou aparatos internos, ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, proporcionando conforto e excelente vedação acústica.
- Sistema de anel não frio, para maior conforto térmico ao paciente no contato com a pele.
- Hastes com molas internas reforçadas e camada dupla em metal, possibilitando maior resistência e melhor ajuste para uma ausculta confortável.
- Não contém látex e nem ftalato no tubo ou em qualquer outro componente do estetoscópio.
- Tubo de PVC durável e resistente à oleosidade da pele, álcool e menos suscetível a manchas.
- Intercambie facilmente entre o modo sino e membrana pequena.
- Tubo PVC com diversas opções de cores, incluindo tons perolizados.*
- O acabamento do auscultador e haste em diversas opções de cores.*

*consultar disponibilidades de modelos e versões.