

# ESTETOSCÓPIO **SPIRIT PRO LITE**

Combina acústica superior,  
design ultraleve e  
preço acessível.



 **MD Spirit**

O Pro Lite é leve, durável e possui acústica superior. Desempenho que se espera de um estetoscópio que custa 2 ou 3 vezes mais.



#### PARA NÃO PERDER CONTATO

A membrana sintonizável é ultrasensível, possibilita auscultar sons graves e agudos sem a necessidade girar o auscultador. Uma leve pressão alcança as baixas frequências e uma pressão um pouco mais firme para sintonizar altas frequências.

#### NANOTECNOLOGIA

As nossas olivas auriculares são macias e resistentes, não possuem roscas ou aparatos internos, ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, proporcionando mais conforto e excelente vedação acústica. A composição em nano silicone facilita a higienização e não absorve sujeiras.

## CARACTERÍSTICAS

- Composição das olivas em nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil higienização.
- Olivas auriculares macias e resistentes, não possuem roscas ou aparatos internos, ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, proporcionando conforto e excelente vedação acústica.
- Sistema de anel não frio, para maior conforto térmico ao paciente no contato com a pele.
- Hastes com molas internas reforçadas e camada dupla em metal, possibilitando maior resistência e melhor ajuste para uma ausculta confortável.
- Não contém látex e nem ftalato no tubo ou em qualquer outro componente do estetoscópio.
- Tubo de PVC durável e resistente à oleosidade da pele, álcool e menos suscetível a manchas.
- Tubo PVC com diversas opções de cores, incluindo tons perolizados e transparentes.\*
- O acabamento do auscultador e haste em diversas opções de cores.\*

\*consultar disponibilidades de modelos e versões.