


LANTERNA CLÍNICA

PENLIGHT

O básico que amplia
o olhar clínico para a
saúde humana e animal.



Exames ganham mais vida quando bem iluminados. A alteração mínima na visualização da cor do tecido, pode ter um grande impacto no diagnóstico



A LUZ EMPODERADA: O potente LED de 3W da MD, possui qualidade para iluminar onde canetinhas tradicionais não alcançam. A tecnologia Radiantlite além de possibilitar ver a cor real dos tecidos, sem distorções, não agride os olhos do profissional e nem do paciente.

QUANDO E ONDE VOCÊ PRECISA: Desde o primeiro olhar, os pacientes precisam ser bem iluminados, em qualquer hora e local. A Penlight da MD é super versátil, ideal para usar em diferentes cenários clínicos, como o exame do reflexo fotomotor, avaliação da garganta e outras partes do corpo.

CERTIFIQUE-SE: Lanterna clínica é produto para saúde de uso profissional. A Penlight da MD possui registro na ANVISA e certificado INMETRO, cumprindo com as normas de segurança e desempenho.

ECOLOGICAMENTE ECONÔMICO: O baixo consumo de energia do LED MD aumenta a durabilidade de uso e foi projetado para mais de 10.000 horas de vida útil. Reduz o impacto ambiental, pois não requer substituições frequentes de lâmpadas e ainda possibilita maior autonomia das pilhas.

CONTROLE NA PONTA DOS DEDOS: A Penlight MD possui dois sistemas de acionamento liga/desliga, um pressionando levemente o dedo sob o botão para alternar entre luz e sem, e o outro sistema, clicando no clip de bolso para iluminação fixa.

COMBINAÇÃO DE CORES E SONS: Com a Penlight MD, a funcionalidade está aliada ao seu estilo. São 8 cores incríveis e vibrantes para dar um toque de personalidade e ainda combinar com os estetoscópios da linha Spirit.

CARACTERÍSTICAS

- Liga aeroespacial de alumínio, 60% mais forte e ainda assim muito leve.
- Coloridas por anodização com belo acabamento.
- Iluminação LED de alta performance com potência de 3W.
- Possui conveniente clip de bolso para melhor comodidade.
- O LED é protegido evitando quebras por quedas acidentais.
- Acionamento liga/desliga da iluminação através do clip.
- Vida útil do LED por mais de 10.000 horas.
- Alimentação através de duas pilhas alcalinas "AAA" inclusas.
- Equipamento Eletromédico em Conformidade Certificada pelo INMETRO.

