

D600 Pop



Suporta até: **120 kg** Peso total: **13 kg** Largura entre braços: **48 cm** Material: **Alumínio** Estrutura: **Dobrável**

Dimensões (C x L x A)	97 x 59 x 95 cm
Dimensões dobrada (C x L x A)	78 x 36 x 73 cm
Peso líquido	13 kg
Estrutura	Alumínio, dobrável
Braços	Escamoteável
Largura entre braços	44 cm

Dimensões do assento	45,5 x 38,5 cm
Apoio de Pés	Rebatível e ajustável
Pintura	Epóxi
Rodas	Dianteiras 8" / Traseiras 24"
Freios	Manual bilateral
Anti-tombo	Sim

Acesse o Qr Code ao lado para visualizar a ficha técnica completa do produto.

Cadeira de Rodas D600 Pop

Código	0001000684
Ean	7908607309904
Peso bruto (embalado)	15,7 kg
Medida da caixa	78 x 27 x 75 cm
Master	1



Ficha técnica,
imagens, vídeos.

Combina com
seu produto:



Almofoada Air Basic
T41: 05200 | T42: 05200
T42: 05200



Almofoada Cell
T41: 04762 | T42: 04763
T43: 04764

Garantia: 12 meses (Estrutura)
3 meses (Componentes)

