

	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO		FTP EP 18.23 - 021
	ESSITY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		DATA:
	CNPJ: 72.899.016/0005 – 12		27/07/2023

ABSORVENTE MAXI GERIATRIC 20 UNIDADES

DIMENSIONAL (PRODUTO ABERTO): 0,440 X 0,105 m

PESO DE 1 UNIDADE: 0,02650 Kg



DESCRIÇÃO	ABS BIOFRAL MAXI GERIATRIC 20U X8P
CÓDIGO	010600038
VALIDADE	3 anos após a data de fabricação
ORIGEM	5 - BRASIL
RESPONSÁVEL TÉCNICA - CRQ	TAMARA DIMITROV 04313322 – IV REGIÃO
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	"DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE", conforme a RDC nº 640, de 22 de março de 2022 – ANVISA
NCM	9619.00.00
CÓDIGO CEST	20.050.00
IPI	0,00%

COMPOSIÇÃO: Camada externa de não tecido de fibras de Polipropileno (Polypropylene) com Aloe Vera (Aloe Barbadensis Leaf Extract), Camada Externa de Polietileno (Polyethylene), Fibras de Celulose (Cellulose), Polímeros Superabsorventes (Sodium Polyacrylate) e Adesivos Termoplásticos.

DESCRIÇÃO: Absorvente higiênico descartável de uso geriátrico indicado para uso pós-parto e pós-operatório.

DIFERENCIAIS: Cobertura hipoalergênica proporcionando suavidade e maior proteção para a pele; Camada impermeável - camada plástica de material macio que impede a passagem de líquidos; Camada interna absorvente com polpa de celulose e gel superabsorvente que retém o líquido e reduz a umidade; Cuidado com a pele - contém Aloe Vera; Os componentes são atóxicos e pré-testados; Produto hipoalergênico.

DADOS DE EMBARQUE		
	PACOTE	FARDO
GTIN13 / GTIN14	789.677.090.003-8	1.789.677.090.003-5
QUANTIDADE	20	8
ALTURA (m)*	0,180	0,200
LARGURA (m)*	0,100	0,330
COMPRIMENTO (m)*	0,310	0,730
VOLUME (m³)*	0,006	0,048
PESO LÍQUIDO (Kg)*	0,530	4,240
PESO BRUTO (Kg)*	0,541	4,372
EMBALAGEM	PE	PEBD

PALLETIZAÇÃO	
BASE	5
CAMADAS	8
TOTAL	40
ALTURA (m)*	1,80

*valores aproximados, podem ocorrer variações