

FICHA TÉCNICA - CADEIRA DE RODAS D700

T40 - Cód.: 0001000191

T44 - Cód.: 0001000192

T48 - Cód.: 0001000193









	REGISTROS
NCM	8713.10.00
ANVISA	80795950058
T40 - GTIN	7908607307320
T44 - GTIN	7908607307337
T48 - GTIN	7908607307344
Nº Certificado INMETRO	TUV 23.1369

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Unid. de medida padrão: cm e kg






Medidas Padrão: Comprimento x Largura x Altura

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
									



		T40	T44	T48
Comprimento da Cadeira (não reclinada)	Figura 1	116 cm		
Largura da Cadeira	Figura 2	63 cm	66,5 cm	72 cm
Altura da Cadeira com Apoio de Cabeça	Figura 3	113 cm		
Dimensões da Cadeira Dobrada (com pernas)	Figura 4	116 x 35 x 112 cm		
Largura x Profundidade do Assento	Figura 5	40 x 44 cm	44 x 44 cm	48 x 44 cm
Altura do chão até o Assento	Figura 6	47,5 cm		
Altura entre Apoio de braços e Assento	Figura 7	18 cm		
Comprimento do Apoio de Braços	Figura 8	27 cm		
Comprimento Interno entre Apoio de Braços	Figura 9	41 cm	44 cm	50 cm
Comprimento x Altura da Proteção Lateral	Figura 10	42 x 19 cm		

Unid. de medida padrão: cm e kg

Medidas Padrão: Comprimento x Largura x Altura

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
								

		T40	T44	T48
Altura do Encosto	Figura 11	44 cm		
Altura do Encosto + Apoio de Cabeça	Figura 12	61,5 cm	61 cm	60,5 cm
Diâmetro do Rodízio Dianteiro	Figura 13	15,24 cm 6 polegadas		
Diâmetro da Roda Traseira	Figura 14	61 cm 24 polegadas		
Diâmetro do aro de propulsão	Figura 15	53,5 cm 21 polegadas		
Capacidade de peso	Figura 16	130 kg		
Peso Líquido da Cadeira	Figura 17	19,60 kg	19,80 kg	
Comprimento Máx. Reclinada com Apoio de Cabeça	Figura 18	171 cm		
Altura Máx. Reclinada com Apoio de Cabeça	Figura 19	131 cm		


DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM DO PRODUTO				
Unid. de medida padrão: cm e kg		Medidas Padrão: Comprimento x Largura x Altura		
20. 		21. 		
		T40	T44	T48
Dimensões Caixa Unitária	Figura 20	92x34x102 cm	92x35x102 cm	92x34x102 cm
Peso Bruto da Caixa (produto embalado)	Figura 21	23,60 kg	23,80 kg	

FUNCIONALIDADES			
Estrutura:	Em alumínio com X simples	Pneus:	Rígidos
Encosto:	Nylon reclinável com 4 opções de inclinação: 90°, 110°, 120° e 135°	Tip Assist:	Não possui
Assento:	Em Nylon	Quick release:	Possui
Almofada:	Possui	Anti-tombo:	Possui anti-tombo com 3 níveis de ajuste de altura
Peseira:	Escamoteável e removível	Rodas:	Dianteira 6" Traseira 24"
Pedal:	Rebatíveis com regulagem de altura	Suporte de panturrilha:	Possui
Braços:	Escamoteável com apoios em PVC	Cinto:	Possui cinto torácico
Apoio de Cabeça:	Possui apoio de cabeça ajustável na altura e profundidade	Aro de propulsão:	Em alumínio; raio em aço inox

GARANTIA	
12 MESES ESTRUTURA:	Peças em alumínio
6 MESES COMPONENTES:	Tecido encosto/assento, almofada, apoio de braços, rodas, manoplas, peseira e pedais, garfo dianteiro, rolamentos, peças plásticas e apoio de cabeça

INFORMAÇÕES GERAIS	
COMPOSIÇÃO DE ITENS	Estrutura em alumínio com X simples, tecidos em nylon, acabamentos plásticos em PVC e PU, 2 apoios de braços escamoteáveis, 1 encosto, 1 assento, 1 almofada, 2 protetores laterais de roupas, 2 braços estruturais, 2 pneus traseiros rígidos anti-furo, 2 pneus dianteiros rígidos anti-furo, 2 aros de propulsão em alumínio com quick release, 2 rodas dianteiras, 2 rodas traseiras com raios em aço, 2 apoios de pés escamoteáveis, 2 pedais com regulagem de altura, 2 freios bilaterais, 2 garfos dianteiros, 1 bolso no verso do encosto com velcro, 1 cinto torácico, 1 apoio de cabeça regulável e ajustável, 1 apoio de panturrilha com elevação e 2 anti-tombos com regulagem de altura e 1 sistema de regulagem completo com catraca.
CORES	Cinza e partes têxteis em preto.

DIFERENCIAIS	
A cadeira de rodas oferece encosto reclinável com três opções de inclinação: 110°, 120° e 135°. O apoio de panturrilha possui 16 níveis de regulagem e é rebatível, proporcionando maior conforto e personalização. Equipada com cinto torácico, apoio de cabeça ajustável, sistema anti-tombo, almofada, braços escamoteáveis e pedais com ajuste de altura. Conta com pneus dianteiros e traseiros rígidos e anti-furo, rodas traseiras com raios em aço, aro de propulsão em alumínio e sistema de quick-release para maior praticidade e durabilidade.	

DETALHAMENTO CÓDIGOS DE PEÇAS				
				
0001000373 - ALMOFADA T40 0001000374 - ALMOFADA T44 0001000375 - ALMOFADA T48	0001000376 - ENCOSTO T40 0001000377 - ENCOSTO T44 0001000378 - ENCOSTO T48	0001000370 - ASSENTO T40 0001000371 - ASSENTO T44 0001000372 - ASSENTO T48	0001000384 - RODA DIANTEIRA COM ROLAMENTO - D700	0001000390 - RODA TRASEIRA COMPLETA COM ARO

				
0001000382 - BRAÇO DIREITO - D700	0001000383 - BRAÇO ESQUERDO - D700	0001000379 - APOIO BRAÇO DIREITO - D700	0001000380 - APOIO BRAÇO ESQ. - D700	0001000385 - GARFO DIANTEIRO COM EIXO
				
0001000389 - ENCAIXE PLASTICO DA PESEIRA - D700	0001000381 - PAINEL LATERAL - D700	0001000391 - QUICK RELEASE - D700	0001000395 - PEDAL LADO ESQ. - D700	0001000394 - PEDAL LADO DIREITO - D700
				
0001000396 - APOIO DE CABECA COMPLETO - D700	0001000397 - SISTEMA DE RECLINAGEM COMPLETO	0001000386 - MANOPLA	0001000393 - FREIO LADO DIREITO	0001000392 - FREIO LADO ESQUERDO
				
0001000385 - GARFO DIANTEIRO COM EIXOS	0001000387 - PERNA COMPLETA DIREITA	0001000388 - PERNA COMPLETA ESQUERDA	0001000740 - ANTI-TOMBO D700 UNITÁRIO	0001000992 BARRA APOIO DE CABEÇA D700 T40
				
0001000993 ARRA APOIO DE CABEÇA D700 T44	0001000994 BARRA APOIO DE CABEÇA D700 T48			