



BABADOR TOWEL UP MONOART

BABADOR DENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL
Fabricante: EURONDA (ITÁLIA)

CARACTERÍSTICAS

- 1 camada de papel + 1 camada de plástico.
- Gramatura do papel 28g/m².
- Produção 100% automatizada.
- Sem contato manual.
- Frisos horizontais para melhor escoamento dos líquidos.
- Frisos verticais nas laterais para evitar extravasamento dos líquidos.
- Medida 33 x 45cm.
- Uso único.

INDICAÇÃO

- Proteção da vestimenta do paciente.
- Proteção de bandejas ou bancadas.

BENEFÍCIOS

- Maior poder de absorção.
- Impermeabilidade.
- Melhor escoamento dos líquidos.
- Maior cobertura de proteção.
- Embalagem compacta.
- Fácil abertura no sistema OPEN/CLOSE.
- Mais HIGIENE para o seu consultório.

COR

- Amarelo, azul, branco, lilás e verde.

APRESENTAÇÃO

- Pacote com 50 unidades.
- Caixa de embarque com 10 pacotes.