

	SGQ - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	
	Instruções de Uso Algodão Hidrófilo	
Número da Revisão: 01		Data da Revisão: 03/09/2025

INFORMAÇÕES DA EMPRESA

Fabricante: Tecelagem Minasrey LTDA.

Endereço: Rua Virgílio Gonçalves, 207 – Garcias - CEP: 35681-002 - Itaúna/ MG.

CNPJ: 41.847.658/0001-10

Fone: (37) 3249-4964

AFE: 8.03.845-5

ANVISA - 80384550001

1. Apresentação do produto

O Algodão Hidrófilo é confeccionado a partir de fibras 100% algodão. Sua manta é neutra, macia, com alto poder de absorção, alvejada e purificada, apresentando-se isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido e corantes corretivos. O algodão hidrófilo é disponibilizado nas seguintes apresentações:

MODELOS COMERCIAIS

Algodão Hidrófilo Melhormed

Algodão Hidrófilo Ultracotton

Algodão Hidrófilo Polimax Medical Care

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Algodão Hidrófilo em Rolo 25 g, ou 50 g, ou 75 g, ou 100g, ou 200 g, ou 250 g, ou 500 g, ou 750 g, ou 1000g.

Algodão Hidrófilo em Bolas 25g, ou 50g, ou 75 g, ou 100 g, ou 200 g, ou 250 g, ou 500 g, ou 750 g, ou 1000 g.

Algodão Hidrófilo em Bolinhas 25g, ou 50g, ou 75 g, ou 100 g, ou 200 g, ou 250 g, ou 500 g, ou 750 g, ou 1000 g

Algodão Hidrófilo em Discos 25 g, ou 35g, ou 50 g, 70 g, ou 75 g, ou 100g, ou 200 g, ou 250 g, ou 500 g e/ou de 10 à 200 unidades em cada embalagem.

Algodão Hidrófilo em Quadrados 25 g, ou 35g, ou 50 g, 70 g, ou 75 g, ou 100g, ou 200 g, ou 250 g, ou 500 g e/ou de 10 à 200 unidades em cada embalagem.

Algodão Hidrófilo Zig-Zag/Sanfonado 25 g, ou 50 g, ou 75 g, ou 100g, ou 200 g, ou 250 g, ou 500 g, ou 750 g, ou 1000g.

Algodão Hidrófilo em Rolinhos 10 g, ou 20 g, ou 25 g, ou 30 g, ou 35 g, ou 40 g, ou 50 g, ou 75 g, ou 100 g, ou 200 g, ou 250 g, ou 500 g, ou 750 g, ou 1000 g.

2. Indicações de uso

Indicado para assepsia em geral, higiene infantil, aplicação e remoção de produtos cosméticos, confecção de curativos.

3. Condições de armazenamento

Manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz.

4. Condições de transporte

Transportar em local seco, limpo, livre de contato com saneantes, alimentos, utensílios e demais produtos.

5. Instruções de uso

Escolha o modelo de sua preferência, de acordo com o uso pretendido;

Caso seja necessário, reduza o tamanho do algodão, de acordo com a área a ser aplicada/ utilizada;

O algodão pode ser umedecido com água e/ou soluções para sua aplicação. Por exemplo, água morna para a limpeza da pele do bebê, removedor de esmaltes quando for utilizado para retirar o esmalte das unhas ou álcool em ambiente hospitalar;

Aplique sobre a área desejada, com movimentos suaves. Não exerça força em excesso em sua utilização;

	SGQ - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	
	Instruções de Uso Algodão Hidrófilo	
Número da Revisão: 01		Data da Revisão: 03/09/2025

O algodão é indicado para uso externo, não devendo ser introduzido em áreas sensíveis do corpo humano como ouvido, boca, entre outras;

6. Advertências

Produto de uso único, não estéril, destruir após o uso, proibido reprocessar.

7. Precauções

Não usar o produto se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.

8. Validade

5 anos.

9. Manipulação

Abrir a embalagem em local limpo e seco.

10. Descarte

Descartar em lixo apropriado.

11. Esterilização

São fornecidos na forma "não estéril", podendo ser esterilizados em autoclave, óxido de etileno ou raio gama, quando destinados para fins cirúrgicos ou outros procedimentos que necessitem uso de material estéril.